



diamond²⁴

powered by:
STYLE ITALIANO™

24 soluzioni per i vostri restauri di II classe

Vantaggi

Permettono di modellare
con cura la matrice senza
collassarla.

Abbraccia la matrice:
punti di contatto ottimali

24 combinazioni per una
migliore adattabilità alla
situazione clinica

Autoclavabili e sostituibili

Personalizzabili: possono
essere tagliati e modellati
in base alle necessità

sectional
matrix
systems

 **polydentia**
swiss manufacture 


Polydentia SA
via Cantonale 47
6805 Mezzovico-Vira
Switzerland

phone: +41 91 946 29 48
fax: +41 91 946 32 03

info@polydentia.ch
www.polydentia.ch



24 soluzioni per i vostri restauri di II classe



Testimonial




“Diamond²⁴ offrono una flessibilità aggiuntiva rispetto ai piedini in silicone standard, migliorando l'adattamento del sistema a matrice sezionale alla situazione clinica. Le 24 possibili combinazioni di dimensioni e forma di Diamond²⁴ assicurano un'ottimale ritenzione della matrice alle pareti palatina e buccale, senza danneggiarla o crollarla sulla cavità.”

Dr. Giuseppe Chiodera,
Brescia - Italia



per maggiori
informazioni



Diamond²⁴ sono piedini in silicone di forma anatomica progettati per essere utilizzati con l'anello dei sistemi sezionali “myRing Classico” di Polydentia. Diamond²⁴ possono essere orientati in 24 diverse combinazioni di forma e lunghezza garantendo un'ottimale ritenzione della matrice e adattamento al dente anche in situazioni cliniche difficili.

Diamond²⁴ - REF 6312

15 paia

